




F E N D O

MedizinTechnik



Flexible Endoskopie

FENDO MedizinTechnik e. K.

Amelie-Ubbelohde-Str. 12
D-31535 Neustadt am Rübenberge
Germany

Tel.: +49 (0) 50 32 - 9 58 22 05
Fax: +49 (0) 50 32 - 9 58 22 03

E-Mail: info@fendo-medizintechnik.de

Web: www.fendo-medizintechnik.de



Angebot – Service – Erfahrung. Der Spezialist Ihres Vertrauens.

FENDO MedizinTechnik vertreibt bereits seit 2010 Produkte im Bereich der flexiblen Endoskopie. Hohe Qualitätsstandards sind dabei selbstverständlich. Wir sind ein international tätiges Unternehmen, unser Portfolio deckt eine große Bandbreite an Produkten für den o. g. Bereich ab. Kürzeste Lieferzeiten und höchstmögliche Flexibilität zeichnen uns aus. Unsere Logistik ermöglicht eine Belieferung innerhalb von maximal 1-2 Werktagen (innerhalb Deutschlands). Ihre Anfragen, zum Beispiel bezüglich geringer Abnahmemengen, spezifischer Produkte oder spezieller Abmaße nehmen wir gerne entgegen. Sprechen Sie uns an, wir finden für jedes Problem schnellstmöglich eine Lösung.

Erfahrung schafft Vertrauen. Seit 30 Jahren sind unsere Mitarbeiter in der Branche tätig. Durch engen Kundenkontakt haben wir stets genaue Vorstellungen von den Bedürfnissen und Wünschen der Anwender und Patienten. So können wir unser Angebot und unseren Service stetig für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit verbessern.

Offer – Service – Experience. The specialist you trust in.

FENDO MedizinTechnik distributes products in the field of flexible endoscopy since 2010.

High quality standards are a matter of course. We are an internationally operating company, our portfolio contains a wide range of products for the above-mentioned field.

Shortest delivery times and highest possible flexibility distinguish us. Our logistics enables a delivery within 1-2 working days at the most (within Germany).










We are looking forward to your requests, for example for small purchasing quantities, specific products or special dimensions. Don't hesitate to contact us, we will find a solution for every problem as quickly as possible. Experience creates trust. Our employees have been working in the field of flexible endoscopy for 30 years.


Through close customer contact, we precisely know about the needs and preferences of users and patients. This enables us to continuously improve our range of products and services for a further trustful cooperation.



Holger Fehling
Geschäftsführer/CEO

Kategorie / Category

- 6 - 11  **Biopsie Zangen** / Biopsy Forceps
- 12 - 21  **Fremdkörperextraktion** / Foreign body extraction
- 22 - 29  **Polypektomie** / Polypectomy
- 30 - 31  **Hämostase, Injektion** / Hemostasis, Injection
- 32 - 35  **ERCP** / ERCP
- 36 - 39  **ESD** / ESD
- 40 - 45  **Endoskopie allgemein** / Endoscopy universal
- 46 - 53  **Reinigung** / Cleaning
- 54 - 77  **Standard Zubehör** / Standard Accessories

- 78 - 80  **AGB** / Terms and Condition



Produktverzeichnis / Product directory

45	Abstandskappen Spacer cap	43	Magenballon Gastric Balloon
60-61	Aspirator Aspirator	42	Magenballonnadel Gastric Balloon Needle
54-55	Beißringe/Mundstücke Bite Blocks	42	Magenballongreifer Gastric Balloon Catcher
6-11	Biopsie Zangen Biopsy Forceps	28-29	Markierungstinte Marker
41	Chiba Nadel Chiba Needle	67	Mundschutz OP-Mask
24	Kaltschlingen Cold snare	32	Nadelpapillotom Needle sphincterotome
30	Hämostase-Clipapplikator + Clips Hemostasis Clipapplicator + Clips	64	Netzhose Short
40	Dilatationsballons Dilationballoons	71	Neutralelektrode Neutral-Electrode
71	Endoskophalterung Endoscope Holder	57	Optikspülsystem Optics flush system
67	ERCP Ablagetuch ERCP Draps	32	Papillotome Sphincterotomes
36-38	ESD Instrumente ESD Instruments	56	Patientenunterlagen Pads for patients
20	Extraktionsbeutel ExBoy Extraction Bags	65	PE-Schürzen PE-Apron
52	Federclips für Biopsie Zangen Steel Spring Clip	22-26	Polypektomieschlingen Polypectomy Snares
12-15	Fremdkörperzangen Grasping Forceps	62-63	Polypenfallen Polyp Trap
21	Fremdkörpernetz Foreign Bodies Net	16-17	Polypengreifer Grasping Forceps
32	Führungsdrähte Guide Wire	44	Proktoskope Proctoscope
33	Führungsdrahtkörbchen Guide Wire Retrieval Basket	46-50	Reinigungsbürsten Cleaning Brushes
68	Gastroskopielätzchen Gastroscopy Bib	50-51	Reinigungs- / Desinfektionsmittel Cleaning supplies / Disinfectant
66	Gesichtsschild Face Shield	15	Scherenmesser Grasping Forceps "Scissors"
68	Gleitgel für Endoskope Endoscopy Lubricant	58	Schlauchsystem für Spülgeräte Tubing system for flushing devices
69	Hämoplastikringe Haemolasticring	53	Schutzschwamm für Endoskope Protection Sponge
69	Helico-Check Helico-Check	53	Schutz-/Transportkörbchen Protective basket
70	HF-Adapter HF-Adapter	15	Seitenschere 90° Grasping Forceps "Half Scissors"
70	HF-Kabel HF-Cable	28	Sprühkatheter Spray Catheter
8	HOT-Biopsie Zange HOT-Biopsy Forceps	33	Steinextraktionsballon Stone Extraction Balloon
40	Inflatorsystem Inflator System	18-20	Steinfängerkörbchen Retrieval Basket "Ball Basket"
31	Injektionsnadeln/Sklerosierungsnadeln Injection Needles/Sclerotherapy Needles	52	Transportwanne Transport Tub
72-77	Kabel Cable	65	Untersuchungskittel Fleece Gown
55	Kinderbeißringe Bite Blocks for children	59-62	Ventile für Endoskope Valves for endoscopes
64	Koloskopiehose Colonoscopy Short	34, 41	Zytologiebürsten Cytology Brush
27	Loop Applikator Loop Applicator		



Biopsie Zangen / Biopsy Forceps



Einweg Biopsie Zange, oval, unbeschichtet

Disposable biopsy forceps, oval, uncoated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1010BT Urologie	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1012BT Micro	1,0 x 1200 mm	1,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1812BT	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2418BT	2,4 x 1800 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423BT	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Biopsie Zange, oval, beschichtet

Disposable biopsy forceps, oval, coated


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812BTC	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1818BTC	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2312BTC	2,3 x 1200 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2418BTC	2,4 x 1800 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2323BTC	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423BTC	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D3023BTC Jumbo	3,0 x 2300 mm	3,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1826BTC Enteroskopie	1,8 x 2600 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Biopsie Zange, oval, mit Dorn, beschichtet

Disposable biopsy forceps, oval, with needle, coated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2418BWC	2,4 x 1800 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423BWC	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Biopsie Zange gezahnt, oval, beschichtet

Disposable biopsy forceps serrated, oval, coated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812BUC	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423BUC	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Biopsie Zangen / Biopsy Forceps



Einweg Hot-Biopsie Zange, oval, Olympus HF Anschluss, beschichtet

Disposable Hot biopsy forceps, oval, Olympus HF connection, coated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423DG	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Große Gewebeprobe ✓

Schnelles Entfernen von Mini-Polypen ✓



Jumbo

Einweg Biopsie Zange
Disposable biopsy forceps

FE-D3023BTC Jumbo




Biopsie Zangen / Biopsy Forceps



Biopsie Zange, oval, distal verjüngte Spirale mit Metallhandgriff, autoklavierbar 134° C

Biopsy forceps, oval, distally tapered spiral with metal handle, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2417BT	2,4 x 1700 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.
FE-2423BT	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.
FE-3023BT	3,0 x 2300 mm	3,4 mm	o	1 Stk./pcs.



Biopsie Zange, oval, mit Dorn, distal verjüngte Spirale mit Metallhandgriff, autoklavierbar 134° C

Biopsy forceps, oval, with needle, distally tapered spiral with metal handle, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2417BW	2,4 x 1700 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.
FE-2423BW	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.
FE-3023BW	3,0 x 2300 mm	3,4 mm	o	1 Stk./pcs.



Biopsie Zange „Alligator“, kippbar 90° für tangentielle Gewebeproben, autoklavierbar 134° C
 Biopsy forceps „Alligator“ type, tiltable 90° for tangential tissue samples, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423BV	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.

Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



Einweg Fremdkörperzange „Rattenzahn“
Disposable grasping forceps „Rat Tooth“ type

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1010GI Urologie	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1812GI	1,8 x 1200 mm	1,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1816GI	1,8 x 1600 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423GI	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Fremdkörperzange „Alligator“
Disposable grasping forceps „Alligator“ type


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812GH	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423GH	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Fremdkörperzange „Pelikan“, 12 - 15 mm Branchenweite, z. B. für die Stententfernung

Disposable grasping forceps „Pelican“ type, 12 - 15 mm span, for example for stent removal

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Branchenweite span of jaw	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812GK	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	12 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1816GK	1,8 x 1600 mm	2,0 mm	12 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423GK	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	15 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Fremdkörperzange „Rattenzahn“, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Rat Tooth“ type, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GI	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.

Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



Fremdkörperzange „Pelikan“, 15 mm Branchenweite, z. B. für die Stententfernung, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Pelican“ type, 15 mm span, for example for stent removal, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Branchenweite span of jaw	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GK	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	15 mm	o	1 Stk./pcs.



Fremdkörperzange „Rubber Tips“, Branchen mit dicken Gummiflächen zur Bergung von glatten, flachen Gegenständen, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Rubber Tips“ type, branches with thick rubber surfaces for removal of slippery, flat objects, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	z. B. zur Bergung von: retrieval of, for example:	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GM102	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Nadeln, Drähte, Rasierklingen/ needles, wires, razor blades	o	1 Stk./pcs.



Seitenschere, 90° mit Hakenschliff, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Half-Scissors“ type, 90° with hook sharpening, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Scherenweite opening angle	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423G0102	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	90°	o	1 Stk./pcs.




Scherenmesser, universal, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Scissors“ type, universal, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Scherenweite opening angle	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423G0101	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	120°	o	1 Stk./pcs.


Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



Einweg Polypengreifer, 3-armig, runde Greifer

Disposable 3-prong grasping forceps, round grippers


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2323GM103	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	7 Stk./pcs.
FE-D2423GM103	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Polypengreifer, 5-armig, runde Greifer

Disposable 5-prong grasping forceps, round grippers

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423GM105	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Polypengreifer, 3-armig, runde Greifer, autoklavierbar 134° C

3-prong grasping forceps, round grippers, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GM103	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.



Polypengreifer, 5-armig, runde Greifer, autoklavierbar 134° C

5-prong grasping forceps, round grippers, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GM105	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.

Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



Einweg Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach – nicht Lithotripsie geeignet

Disposable retrieval basket „Ball Basket“ – unsuitable for lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Korb Ø basket	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D0610GLR215 Urologie	0,6 x 1000 mm drehbar	15 mm, Nitinol	0,8 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D1012GL010 Micro	1,0 x 1200 mm	10 mm, Nitinol	1,5 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D1023GL010 Micro	1,0 x 2300 mm	10 mm, Nitinol	1,5 mm	⊗	10 Stk./pcs.



Einweg Steinfänger „Basket“, 4-fach, multifiler Draht – nicht Lithotripsie geeignet

Disposable retrieval basket „Basket“, multifilament wire – unsuitable for lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Korb Ø basket	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2419GL020	2,4 x 1900 mm	20 mm	2,8 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D2423GL035	2,4 x 2300 mm	30 mm	2,8 mm	⊗	10 Stk./pcs.



Steinfänger „Basket“, 4-fach, multifiler Draht – nicht Lithotripsie geeignet, autoklavierbar 134° C

Retrieval basket „Fold Angular Basket“, multifilament wire – unsuitable for lithotripsy, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Korb Ø basket	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GL035	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	35 mm	o	1 Stk./pcs.



Steinfänger „Spirality“, 4-fach, Nitinol – nicht Lithotripsie geeignet, autoklavierbar 134° C

Retrieval basket „Spirality Basket“, Nitinol – unsuitable for lithotripsy, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Korb Ø basket	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GL230	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	o	1 Stk./pcs.

Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach, monofiler Draht – nicht Lithotripsie geeignet, autoklavierbar 134° C

Retrieval basket „Ball Basket“, monofilament wire – unsuitable for lithotripsy, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Korb Ø basket	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GL330	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	o	1 Stk./pcs.



Einweg ExBoy, reißfester Extraktionsbeutel zur Bergung von Fremdkörpern und Polypen

Disposable ExBoy, tear proof extraction bag for removal of foreign bodies and polyps

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Beutel Ø bag	Beuteltiefe bag depth	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1816EX	1,8 x 1600 mm	15 mm	10 mm	☒	10 Stk./pcs.
FE-D3523EX	2,4 x 2300 mm	35 mm	20 mm	☒	10 Stk./pcs.




Einweg Fremdkörpernetz zur Bergung von Fremdkörpern und Polypen

Disposable foreign bodies net for removal of foreign bodies and polyps

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Netzgröße Ø networksize	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2323EXNET	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	40 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.


Polypektomie / Polypectomy



Einweg Polypektomieschlinge, asymmetrisch, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss

Disposable polypectomy snare, asymmetrical, multifilament wire, Olympus HF connection


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423DB25	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	25 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Polypektomieschlinge, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, stufenlos verstellbar

Disposable polypectomy snare, oval, multifilament wire, Olympus HF connection, infinitely variable


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1818DT10	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	10 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DT10	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	10 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DT20	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	20 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DT30	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Polypektomieschlinge, hexagonal, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss

Disposable polypectomy snare, hexagonal, multifilament wire, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423DL30	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.




Einweg Polypektomieschlinge, oval, monofiler Draht, Olympus HF Anschluss, stufenlos verstellbar

Disposable polypectomy snare, oval, monofilament wire, Olympus HF connection, infinitely variable

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423DM10	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	10 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DM20	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	20 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DM30	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Polypektomie / Polypectomy




Einweg Polypektomieschlinge „Cold Snare“ zur Kaltabtragung von Polypen, Nutzung des HF Anschlusses optional

Disposable polypectomy snare „Cold Snare“ for cold resection of polyps, use of the HF connection optional

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Draht wire	Ø Schlinge Ø snare	HF Anschluss HF connection	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423DT10C	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	multifil	10 mm oval	nein/no	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D2423DM15	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	monofil	5 - 15 mm	ja/yes	⊗	10 Stk./pcs.

Monofiler Rhombus-geformter Schlingenkopf ermöglicht exakten Schnitt / Monofilament wire in rhombus type enables an exact fast cut

Verstärkter Tubus sorgt für eine präzise Abtragung des Polypen! / Reinforced tubus ensures a precise resection of the polyp!



Einweg Kombi-Polypektomieschlinge mit zwei Stufen, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss

Disposable Combi polypectomy snare with two steps, oval, multifilament wire, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2322DT1530	2,3 x 2200 mm	2,8 mm	30/15 mm	⊗	10 Stk./pcs.



Kaltabtragung von Polypen bis Ø 15 mm ✓

Hohe Präzision durch verstärkten Tubus ✓




Cold Snare

Einweg Polypektomieschlinge
Disposable polypectomy snare



FE-D2423DT10C
FE-D2423DM15


Polypektomie / Polypectomy



Polypektomieschlinge, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, Handgriff demontierbar, zusätzlicher Spülanschluss, autoklavierbar 134° C

Polypectomy snare, oval, multifilament wire, Olympus HF connection, removable handle, additional rinse connection, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423DT10	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	10 mm	o	2 Stk. + Griff / 2 pcs. + handle
FE-2423DT20	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	20 mm	o	2 Stk. + Griff / 2 pcs. + handle
FE-2423DT30	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	o	2 Stk. + Griff / 2 pcs. + handle



Polypektomieschlinge, asymmetrisch, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, Handgriff demontierbar, zusätzlicher Spülanschluss, autoklavierbar 134° C

Polypectomy snare, asymmetrical, multifilament wire, Olympus HF connection, removable handle, additional rinse connection, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423DB20	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	20 mm	o	2 Stk. + Griff / 2 pcs. + handle

Hexagonale Schlingen auf Anfrage erhältlich! / Hexagonal snares available on request!



Einweg Loop Applikator mit Handgriff, vorgeladen!

Disposable loop applicator with handle, preloaded!

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423L040B0	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	40 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Polypektomie / Polypectomy



Einweg Sprühkatheter mit Metallspitze
Disposable spray catheter with metal tip

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812PB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1823PB	1,8 x 2300 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Endoskopie Markierungstinte zur Einfärbung der Mukosa. Gebrauchsfertig!
Disposable endoscopic marker for marking the mucosa. Ready to use!

Artikelnummer item no.	Spritzen Inhalt syringe content	Pyrogen pyrogenic	steril sterile	VE pack.unit
FE-D2INK	5 ml	nein/no	Ⓢ	1 VE/pack.unit = 1Stk./pcs. oder/or 1 Box/box = 10 Stk./pcs.



Einweg Endoskopie Markierungstinte „Blue Eye“ zum Einfärben und Anheben der Submukosa, z. B. beim Abtragen von Polypen. Gebrauchsfertig!

Disposable endoscopic marker „Blue Eye“ for colouring and lifting the submucosa, e.g. when removing polyps. Ready to use!

Artikelnummer item no.	Spritzen Inhalt syringe content	Wirkungsdauer duration of effect	steril sterile	VE pack.unit
FE-D4INK	5 ml	60 Minuten/ 60 minutes	Ⓢ	1 VE/pack.unit = 1Stk./pcs. oder/or 1 Box/box = 10 Stk./pcs.

Ideal zum Injizieren von „Blue Eye“ empfehlen wir die Injektionsnadel FE-D2423PN2305 in diesem Katalog auf Seite 31! /
Ideal for injection „Blue Eye“ we recommend the injection needle FE-D2423PN2305 in this catalogue on page 31!

Hämostase, Injektion / Hemostasis, Injection



Einweg Hämostase-Clipapplikator mit Handgriff, 360° drehbar, vorgeladen, repositionierbar, beschichtet
 Disposable hemostasis-clipapplicator with handle, 360° rotatable, preloaded, repositionable, coated

Artikelnummer item no.	Branchenwinkel gripping angle	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D135230HCRE Eco	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	11 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D135230HCRE16 Eco	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D135230HC	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	11 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D135230HC16	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D135230HCR Power	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	13 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D135230HCR16 Power	90°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Hämostase „Fast Clip“ im Spender für wiederverwendbare Clipapplikatoren
 Disposable hemostasis „Fast Clip“ in dispenser for reusable hemostasis clipapplicator

Artikelnummer item no.	Drehbar rotatable	Branchenwinkel gripping angle	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-SXC135	360°	135°	11 mm	Ⓢ	30 Stk./pcs.

Kein kompliziertes Demontieren / Without complicated dismantling

Durch Dispenser, einfaches und schnelles Nachladen der steril verpackten und vorgeladenen „Fast Clips“ / Caused of the dispenser simple and fast reloading of the steril packed and preloaded „Fast Clips“



Einweg Injektionsnadel „TipSafe“ mit Entsorgungssicherung, für starke Endoskopabwicklung geeignet

Disposable injection needle „TipSafe“ with protection for disposal, suitable for strong bending

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Nadel Ø needle	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2323PN2305	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Sehr scharfe Nadelspitze – speziell für vernarbte Mukosa geeignet

Handgriff nach Anwendung abknickbar – sichert das Verbleiben der Nadel im Tubus

Atraumatische Metallspitze – sichert die Nadel gegen seitliches Durchstechen des Tubus bei starker Endoskopabwinklung

Very sharp needle tip – especially for scarred mucosa

Handle kinkable after using – ensures the stay of the needle in the tubus

Atraumatic tip – ensures the needle against a lateral puncture during a strong bending of the endoscope



Einweg Injektionsnadel / Sklerosierungsnadel mit integrierter distaler Metallhülse und Arretierung

Disposable injection needle / sclerotherapy needle with integrated distal metal sleeve and locking mechanism

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Nadel Ø needle	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423PN2304	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	4 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2305	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2306	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	6 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN1806	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	1,0 mm	6 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

ERCP / ERCP



Einweg 2-lumiges Führungsdraht-Nadelpapillotom mit Handgriff, Olympus HF Anschluss, einstellbare Nadellänge

Disposable 2-lumen Guide wire Needle sphincterotome with handle, Olympus HF connection, adjustable needle length


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2421DZ2	2,4 x 2100 mm	2,8 mm	3 - 5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg 3-lumiges Führungsdraht-Papillotom mit Handgriff, Olympus HF Anschluss, vorgeformte und verjüngte Spitze auf Ø 1,9 mm

Disposable 3-lumen Guide wire sphincterotome with handle, Olympus HF connection, preformed and tapered tip to Ø 1,9 mm

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø distal Ø distal	Spitze tip	Schnittlänge cutting length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2421DJ3	2,4 x 2100 mm	1,9 mm	7 mm	30 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Führungsdrahtkorbchen-Kombi zur Steinextraktion, hexagonal, 4-fach, Lithotripsie geeignet, atraumatische einziehbare Spitze, doppelumig, inkl. Spanngriff. Führungsdraht im Set nicht enthalten.

Disposable guide wire retrieval basket for stone extraction, hexagonal, suitable for lithotripsy, with retractable atraumatic tip, double lumen, incl. clamp handle. Guide wire not included.

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Führungsdraht Ø guidewire	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2720LT25	2,85 x 2000 mm	ab 3,2 mm	0,035"	15/25 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Steinextraktionsballon für ERCP, Röntgenmarkierung und „Y- Adapter“ für leichte und schnelle Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht

Disposable stone extraction balloon for ERCP, X-ray marking and „Y-adapter“ for a quick and easy injection of contrast medium during the guide wire is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Lumen lumen	Ø Führungsdraht Ø guidewire	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D071620EXB3	7 Fr x 2000 mm	2,8 mm	16 mm	3	0,035"	Ⓢ	5 Stk./pcs.

ERCP / ERCP



Einweg ERCP Zytologiebürste mit Handgriff, doppelumig, mit Röntgenmarkierungen

Disposable ERCP cytology brush with handle, double lumen, with X-Ray marking

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Führungsdraht Ø guidewire	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2421WB2	2,6 x 2100 mm	ab 2,8 mm	0,035"	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Führungsdraht „FENDOX“, Nitinol, mit gerader Spitze, Zebra

Disposable guide wire „FENDOX“, Nitinol, with straight tip, zebra


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Spitze tip	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-FUH25460	0,025" x 4600 mm	hydrophil	Ⓢ	1 Stk./pcs.
FE-FUH35450	0,035" x 4500 mm	hydrophil	Ⓢ	10 Stk./pcs.





Einweg ESD „Kugel Messer“ zum Markieren, Blutungsstopp, Schneiden inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „Ball Type Knife“ for marking, stop bleeding, cutting incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423EB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD „Zylinder Messer“ zum Markieren, Blutungsstopp, Schneiden inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss

Disposable ESD „Cylindrical Type Knife“ for marking, stop bleeding, cutting incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423EN	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD „IT Messer“, isolierte Spitze zum Schneiden inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss

Disposable ESD „IT Knife“, isolated tip for cutting incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423EB-3	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD „Sezierungszange“, langsam rotierbar, Olympus HF Anschluss


Disposable ESD „Dissection Forceps“, slowly rotatable, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423EFR	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD „Quadrat Messer“ zum speziellen Schneiden, Markieren inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „Square Knife“ for special cutting and marking incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423EN-2	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD Koagulationszange gezahnt, zum Markieren, langsam rotierbar, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „Tooth Type Forceps“ for marking, slowly rotatable, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423ETR	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Endoskopie allgemein / Endoscopy universal



Einweg 3-Stufendilatationsballon für Gastro-, Koloskopie und ERCP, mit Röntgenmarkierungen und Möglichkeit zur Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht 0,035"

Disposable 3-steps-dilatationsballoon for gastro-, colonoscopy and ERCP, with X-ray marking and possibility of injection of contrast medium during the guide wire 0,035" is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Ballon Länge balloon length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D101112	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	10-11-12 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D121315	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	12-13,5-15 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D151618	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	15-16,5-18 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D181920	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	18-19-20 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.



Einweg Inflatorsystem, stufenloser Gewindevorschub und Arretierung

Disposable inflator system, infinitely variable thread feed rate and locking mechanism

Artikelnummer item no.	Manometer manometer	Volumen volume	Stopcock stopcock	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-INFLA25	bis 30 bar/up to 30 bar	20 ml	3 Wege/3-way	⊗	1 Stk./pcs.



Einweg Zytologiebürste, einlumig

Disposable cytology brush, one lumen

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1010WB Urologie	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1812WB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423WB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	3,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg CHIBA Nadel für die Weichteilbiopsie mit echogener Spitze für die optimale Sichtbarkeit im Ultraschall

Disposable CHIBA needle for soft tissue biopsy with echogenic tip for optimal visibility on ultrasound

Artikelnummer item no.	Gauge Ø und Länge gauge Ø and length	Ø Nadel Ø needle	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-DCN1518G	18 G x 150 mm	1,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Endoskopie allgemein / Endoscopy universal



Einweg Magenballonnadel zur Punktion und Absaugung

Disposable gastric balloon needle for puncture and aspiration of the balloon

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2418MBN	2,4 x 1800 mm	2,8 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Magenballongreifer mit 2-armigem scharfen Haken

Disposable gastric balloon grasper with 2-armed sharp hook

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2418MBG	2,4 x 1800 mm	2,8 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Magenballon /
Gastric balloon

Magenballon – Set, zur Anwendung von Patienten mit Übergewicht (BMI > 27 kg/qm)

Gastric balloon set, for use by overweight patients (BMI > 27 kg/qm)

Artikelnummer item no.	Maße dimensions	Füllvolumen filling volume	Standzeit service life	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-110800MB	10 x 7 cm	400 – 800 qcm	6 Monate	Ⓢ	1 Stk./pcs.

Magenballon zur speziellen, nicht-chirurgischen Behandlung – um eine Gewichtsreduktion von bis zu 20 kg bei adipösen Patienten zu erreichen. Der Magenballon wird oral mit Hilfe eines Katheters in den Magen eingeführt und mit Flüssigkeit befüllt, anschließend wird der Katheter vom Magenballon entkoppelt. Dieser Vorgang dauert ca. 15 – 30 Minuten, die Entfernung des Magenballons dauert nur wenige Minuten.

Gastric balloon for special non-surgical treatment to achieve weight reduction by up to 20 kg in obese patients. The gastric balloon will be inserted orally into the stomach by using a catheter, then it will be filled with fluid. After that the catheter will be disconnected from the gastric balloon. This procedure takes about 15 – 30 minutes, the removal of the gastric balloon takes only a few minutes.

Endoskopie allgemein / Endoscopy universal



Einweg Proktoskop mit Lichtansatz für Einweg- und Mehrweg Adapter Wolf/Storz

Disposable Proctoscope with light attachment for disposable and reusable adapters Wolf/Storz

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Latexfrei latex free	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D8022PROK	22 x 80 mm	ja/yes	Ⓢ	150 Stk./pcs.



Einweg Self-Light Proktoskop mit integriertem Lichtansatz Adapter (Wolf, Storz, Pentax, Olympus), abgeschrägte Spitze

Disposable Self-Light Proctoscope with integrated light attachment adapter (Wolf, Storz, Pentax, Olympus), bevelled tip

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Latexfrei latex free	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2388PROK	23 x 88 mm	ja/yes	Ⓢ	50 Stk./pcs.



Einweg Abstandskappe „Fendo Cap“ in gerader Ausführung für Endoskope.

Das Seitenloch begünstigt das Abfließen von Flüssigkeiten. Perfekte Sicht beim Endoskopieren durch Transparenz und optimierten Abstand. Die atraumatische und weiche Abstandskappe schützt Endoskop und Patient. Ein idealer Anwendungsbereich der „Fendo Cap“ ist die ESD!

Disposable spacer cap "Fendo Cap" in straight design for endoscopes.

The side hole favors the drainage of liquids. Perfect visibility during endoscopy due to transparency and optimized distance. The atraumatic and soft spacer cap protects endoscope and patient. An ideal area of application for the "Fendo Cap" is ESD!

Artikelnummer item no.	Distaler Endoskop Ø distal endoscope Ø	Mukosa Abstand mucosa distance	Zuordnung Endoskoptypen Assignment endoscope types	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DCAP09240	8,9 - 9,5 mm	4 mm	EG-2790K, EG-2770, GIF-Q260, GIF-H190	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP09940	9,9 - 10,5 mm	4 mm	EC-2990Li, EC,2990Fi, EC-2990Mi, EG-2990K	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP11540	11,3 - 11,7 mm	4 mm	PCF-H180AI/L, PCF-H190DI/L, EG-3470K, EC-3470MK/FK/LK, EG-3490K, EC-3490FK/FI/LK, EG-450D5	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP12240	12,1 - 12,5 mm	4 mm	CF-Q260A, CF-Q260D	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP12840	12,6 - 12,9 mm	4 mm	EC-3890LZi/FZi/MZi, EC-380Kp, EC250WM5, EC-590WM/ZW, EC-530WM/WI, EC-450WM5/WI5	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP13240	13,0 - 13,5 mm	4 mm	CF-Q180AL/I, CF-H190L/I, CF-HQ190L/I, EC-3890TFK/TLK, EC-3890Mi/Fi/Li, EG-3890TK	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP14840	14,6 - 15,0 mm	4 mm	CF-H260AZL/I	Ⓢ	10 Stk./pcs.


Reinigung / Cleaning



Einweg Doppel-Reinigungsbürste mit Kugelkopf zur Kanalschonung

Disposable double-ended cleaning brush with ball head for channel protection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D1810WA	1,5 x 1000 mm	2,0 mm	3 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D1822WA	1,5 x 2200 mm	2,0 mm	3 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D1826WA Endoskopie	1,5 x 2600 mm	2,0 mm	3 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D2410WA	2,4 x 1000 mm	2,8 - 4,2 mm	6 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D2422WA	2,4 x 2200 mm	2,8 - 4,2 mm	6 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.



Einweg Dreifach-Reinigungsbürste mit Kugelkopf zur Kanalschonung

Disposable triple-ended cleaning brush with ball head for channel protection


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brushe	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WA3	2,4 x 2200 mm	2,8 - 4,2 mm	6 mm	blau/blue	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D2422WAV3	2,4 x 2200 mm	2,8 - 4,2 mm	6/10 mm	gelb/yellow	ⓧ	50 Stk./pcs.



Einweg Doppel-Reinigungsbürsten-Set beinhaltet Doppelreinigungsbürste Ø 6 x 2200 mm mit Kugelkopf und Doppel-Ventilreinigungsbürste Ø 11,5 / 6 x 150 mm

Disposable double-ended cleaning brush set contents double-ended cleaning brush Ø 6 x 2200 mm with ball head and double-ended valve cleaning brush Ø 11,5 / 6 x 150 mm

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brushe	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WACR	2,4 x 2200 mm 150 mm	2,8 mm	6 mm 11,5 / 6 mm	Ⓢ	50 Sets



Einweg Dreifach-Reinigungsbürsten-Set beinhaltet Dreifachreinigungsbürste Ø 6 x 2200 mm mit Kugelkopf und Doppel-Ventilreinigungsbürste Ø 11,5 / 6 x 150 mm

Disposable triple-ended cleaning brush set contents triple-ended cleaning brush Ø 6 x 2200 mm with ball head and double-ended valve cleaning brush Ø 11,5 / 6 x 150 mm

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brushe	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WACR3	2,4 x 2200 mm 150 mm	2,8 mm	3 x 6 mm 11,5 / 6 mm	Ⓢ	50 Sets

Reinigung / Cleaning



Einweg Doppel-Ventilreinigungsbürste mit Kugelkopf für Kanäle und Ventilschaft

Disposable double-ended valve cleaning brush with ball head for channels and valve shaft


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	Ø Ventilbürste Ø valve-brush	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WAV	2,4 x 2200 mm	2,8 mm	6 mm	10 mm	blau/blue	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D2422WAV-Y	2,4 x 2200 mm	2,8 mm	6 mm	10 mm	gelb/yellow	ⓧ	50 Stk./pcs.



Einweg Reinigungsbürste mit einseitigem 125 mm langen Pfeifenreiniger für Endoskop Kanäle

Disposable cleaning brush with one-sided 125 mm long pipe cleaner for endoscopes channels

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	Ø Pfeifenreiniger Ø pipe cleaner	unsteril non sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WAP	1,7 x 2200 mm	2,8 - 4,2 mm	6 mm	7 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.



Einweg Jet-Kanal-Reinigungsbürste für Fujinon Endoskope

Disposable jet channel cleaning brush for Fujinon endoscopes

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D1022WA	1,0 x 2200 mm	1,2 mm	1,5 mm	Ⓢ	50 Stk./pcs.




Einweg Ventilreinigungsbürste für alle Endoskope und Bronchoskope

Disposable valve cleaning brush for all endoscopes and bronchoscopes

Artikelnummer item no.	Länge length	Ø Ventilbürste Ø valve-brush	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D1001WR	100 mm	7 mm	Ⓢ	100 Stk./pcs.
FE-D1001WC	100 mm	10 mm	Ⓢ	100 Stk./pcs.

Reinigung / Cleaning



Einweg Doppel-Ventilreinigungsbürste für alle Endoskope und Bronchoskope

Disposable double-ended valve cleaning brush for all endoscopes and bronchoscopes

Artikelnummer item no.	Länge length	Ø Bürsten Ø brushes	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D1001WCR	150 mm	6,0/11,5 mm	Ⓢ	100 Stk./pcs.



FE-KA2IN4



FE-AQ31F1S

Einweg Sterilwasserfilter für die Entfernung von Mikroorganismen (Pseudomonas, Legionellen) aus dem Leitungswasser im medizinischen Bereich

Disposable sterile water filter for the removal of microorganisms (Pseudomonas, Legionella) from the tap water in the medical field

Artikelnummer item no.	Anwendung application	Temperatur temperature	Standzeit lifetime	1 VE pack.unit
FE-KA2IN4	Desinfektionsautomaten/ disinfection machines	bis/up to 60° C	2 Monate/2 months	4 Stk./pcs.
FE-AQ31F1S	Wasserhähne/taps	bis/up to 60° C	31 Tage/31 days	12 Stk./pcs.



Instru Zym ist ein Enzymreiniger zur schonenden, rückstandsfreien Reinigung von medizinischen Instrumenten, insbesondere von flexiblen und starren Endoskopen und Endoskopzubehör. Protease- und Amylase-Enzyme spalten und suspendieren Eiweiß, Protein, Fette und Polysaccharide und werden durch ein wirksames System von Tensiden unterstützt. Instru Zym verhindert Koagulation; reduziert somit Geräteausfälle und sichert die Funktionalität beweglicher Geräteteile.

Instru Zym is an enzyme cleaner for the gentle, residue-free cleaning of medical instruments, especially of flexible and rigid endoscopes and endoscope accessories. Protease and amylase enzymes split and suspend albumen, protein, fats and polysaccharides and are supported by an effective system of surfactants. Instru Zym prevents coagulation; thus reduces device failures and secures the functionality of moving instrument parts.

Artikelnummer item no.	Temperatur temperature	Dosierung dosage	Flüssigkeit liquid	Inhalt content	1 VE pack.unit
FE-DDIZYS	20 - 45° C	0,5 - 5 %	Schaumfrei/foam free	5 L	2 Stk./pcs.



Instru Plus ist ein bewährtes Instrumentendesinfektionsmittel auf der Basis von Aldehyden und Acetalen zur Aufbereitung von Instrumentarium, flexiblen Endoskopen und Zubehör. Temperatur bis 25° C

Instru Plus is a proven instrument disinfectant based on aldehydes and acetals for the reprocessing of instruments, flexible endoscopes and accessories. Temperature up to 25° C

Artikelnummer item no.	Dosierung mit Wasser dosage with water	Standzeit lifetime	Inhalt content	1 VE pack.unit
FE-DDIP5	1% - 60 min./ 2% - 30 min./ 3% - 15 min.	bis zu 7 Tage/up to 7 days	5 L	2 Stk./pcs.

Reinigung / Cleaning



Endoskop Transportwanne „Easy“ mit Deckel, transparent

Endoscope transport tub “easy” with lid, transparent

Artikelnummer item no.	Länge/Breite/Höhe length/wide/height	Temperatur temperature	1 VE pack.unit
FE-ETW1	53 x 33 x 10 cm	bis/up to 80° C	1 Stk./pcs.
FE-ETW1-2	53 x 33 x 20 cm	bis/up to 80° C	1 Stk./pcs.



Edelstahlfederclips, z. B. zum Fixieren geöffneter Biopsiezangenbranchen während der Aufbereitungsphase

Steel spring clips, for example to fix opened biopsy forceps branches during the treatment period

Artikelnummer item no.	Abmaße dimensions	Ø Fixierung Ø fixation	1 VE pack.unit
FE-KPEF5	32 x 18 mm	1,0 - 12 mm	5 Stk./pcs.



Gastro-, Kolo-, Duodenoskope
Bronchoskope

Einweg Schutzschwamm für das distale Endoskopende, geeignet zur Vorreinigung, latexfrei

Disposable protection sponge for distal ends of endoscopes, suitable for pre-cleaning, latex free

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DSS5595	55 x 95 mm	gelb/yellow	o	200 Stk./pcs.



Einweg Schutzkörbchen für den Transport und zur Lagerung von bis zu 4 Endoskop-Ventilen


Disposable protective basket for the transport and storage up to 4 valves of endoscopes

Artikelnummer item no.	Kammern chambers	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D05TD0130	1	weiss/white	o	40 Stk./pcs.

Schützt Ihre Ventile während der Aufbereitungszeit im RDG-E. Die Ventile können durch Nutzung des Korbs dem jeweiligen Endoskop zugeordnet werden.

Protects your valves during the treatment time in the RDG-E. By using the basket the valves can be assigned to the respective endoscope.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Beißring

Disposable bite block

Artikelnummer item no.	Fixierung fixation	Farbe color	Größe size	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-B25GEW	Gewebeband/textile strap	blau/blue	Erwachsene/adult	Ⓢ	100 Stk./pcs.



Einweg Beißring mit Nasenaussparung

Disposable bite block with notch

Artikelnummer item no.	Fixierung fixation	Farbe color	Größe size	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-B30GEW	Gewebeband/textile strap	blau/blue	Erwachsene/adult	Ⓢ	100 Stk./pcs.



Einweg Beißring mit Sauerstoffanschluss

Disposable bite block with oxygen connection

Artikelnummer item no.	Fixierung fixation	Farbe color	Größe size	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-B32GEW	Gewebeband/textile strap	grün/green	Erwachsene/adult	Ⓢ	100 Stk./pcs.



Einweg Kinderbeißringe, auch geeignet für Erwachsene mit eingeschränkter Mundöffnung

Disposable bite block for children, also suitable for adults with restricted mouth opening

Artikelnummer item no.	Fixierung fixation	Farbe color	Größe size	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-B16GEW Teddy	Gewebeband/textile strap	gelb/yellow	Kinder/child	Ⓢ	50 Stk./pcs.
FE-B16GUM Frosch	Gummiband/rubber strap	grün/green	Kinder/child	Ⓢ	100 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Patientenunterlage

Disposable pads for patients

Artikelnummer item no.	Breite und Länge width and length	Saugstärke suction	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-90180KU	900 x 1800 mm	1650 ml	ⓧ	80 Stk./pcs.
FE-6060KU	600 x 600 mm	400 ml	ⓧ	300 Stk./pcs.



Einweg Optikspülsystem mit CO2 Anschluss für Sterilwasserflaschen der Marke Braun, Fresenius!
 Disposable optics rinsing system with CO2 connection for sterile water bottles of the brand Braun, Fresenius!

Artikelnummer item no.	CO2 Anschluss CO2 connect	Standzeit service life	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DWD-PE-CO2	ja/yes	24 h	⊗	10 Stk./pcs.
FE-DWD-O-CO2	ja/yes	24 h	⊗	10 Stk./pcs.
FE-DWD-FUJI-CO2 Serie 500/600	ja/yes	24 h	⊗	10 Stk./pcs.
FE-DWD-F700-CO2 Serie 700	ja/yes	24 h	⊗	10 Stk./pcs.



Pentax Anschluss

Olympus Anschluss

Fujinon Anschluss

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Schlauchsystem universal für Spülgeräte, mit LL-Anschluss, inklusive Flaschendeckel, kompatibel für Sterilwasserflaschen der Marke Braun, Fresenius!

Disposable tubing system universal for flushing devices, with LL-connection, including bottle cap, compatible for sterile water bottles of the brand Braun, Fresenius!

Artikelnummer item no.	Länge length	Standzeit service life	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-BK3000F	2600 mm	24 h	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Biopsieventil für Olympus, Storz und Fujinon Endoskope, verschließbarer Deckel

Disposable biopsy valve for Olympus, Storz and Fujinon endoscopes, closable lid

Artikelnummer item no.	Deckel lid	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-BVC02F	perforiert/perforated	schwarz/black	ⓧ	100 Stk./pcs.
FE-BVC0B1 Bronchoskope	perforiert/perforated	schwarz/black	ⓧ	100 Stk./pcs.



Einweg Biopsieventil für Pentax Endoskope, verschließbarer Deckel

Disposable biopsy valve for Pentax endoscopes, closable lid

Artikelnummer item no.	Deckel lid	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-BVC02P	perforiert/perforated	schwarz/black	ⓧ	100 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Ventil-Set 3-teilig für Endoskope, Luft-/Wasserventil, Absaugventil, Biopsieventil

Disposable valve set 3-part for endoscopes, air/water valve, suction valve, biopsy valve

Artikelnummer item no.	Type type	Endoskop Serien endoscopes series	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DVSET01	Olympus	140/160/180/240/260/290	Ⓢ	50 Stk./pcs.
FE-DVSET01F	Fujinon	700	Ⓢ	50 Stk./pcs.



Einweg Tracheal Aspirator inkl. Patientenetikett und zusätzlichem Verschlussdeckel

Disposable Tracheal Aspirator incl. patient label and additional closure cap

Artikelnummer item no.	Kapazität capacity	Kammeranzahl chambers	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DA40	40 ml	1	Ⓢ	150 Stk./pcs.
FE-DA100	100 ml	1	Ⓢ	100 Stk./pcs.



Einweg Aspirator mit Silikonschlauch zum Verschließen

Disposable aspirator with silicone tube for sealing

Artikelnummer item no.	Kapazität capacity	Kammeranzahl chambers	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DA40-2	40 ml	1	Ⓢ	125 Stk./pcs.



Einweg Biopsieventil mit Spülansatz und Rückschlagventil, für Olympus und Fujinon Endoskope

Disposable biopsy valve with flush approach and check valve, for Olympus and Fujinon endoscopes

Artikelnummer item no.	Deckel lid	Farbe color	Kompatibel für compatible for	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-BVCO0	perforiert/perforated	schwarz/black	Olympus Endoskope	Ⓢ	50 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Biopsieventil mit Spülschlauch und Rückschlagventil

Disposable biopsy valve with flush tube and check valve

Artikelnummer item no.	Deckel lid	Farbe color	Kompatibel für compatible for	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-BVCOOS	perforiert/perforated	blau/blue	Olympus Endoskope	Ⓢ	30 Stk./pcs.



Einweg Polypenfalle, eine große Kammer, Schnellverschluss

Disposable polyp trap, one chamber, quick release fastener

Artikelnummer item no.	Anschlüsse connections	Kammeranzahl chambers	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DPH332	Universal	1	Ⓢ	50 Stk./pcs.



Einweg Polypenfalle mit 2 Schubladen und Vergrößerungsglas

Disposable polyp trap with 2 drawers and magnifying glass

Artikelnummer item no.	Anschlüsse connections	Kammeranzahl chambers	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DP100	Universal	1	⊘	24 Stk./pcs.



Einweg Polypensammler, 4 entnehmbare Kammern, transparent, drehbar

Disposable polyp collector, 4 removable chambers, transparent, rotatable

Artikelnummer item no.	Anschlüsse connections	Kammeranzahl chambers	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DP40	Universal	4	⊘	10 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Netz hose mit Schlitz für die Koloskopie, Universalgröße

Disposable net short with slot for the colonoscopy, size universal

Artikelnummer item no.	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-NETZH70	weiß/white	ⓧ	100 Stk./pcs.



Einweg Koloskopieshorts mit und ohne schließbare Vliesklappe mit Klettverschlüssen

Disposable colonoscopy shorts with and without fleece flap with velcro closure

Artikelnummer item no.	Vliesklappe fleece flap	Größe size	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-KHOSE70	mit/with	XL	blau/blue	ⓧ	100 Stk./pcs.
FE-KHOSE70S	ohne/without	XL	blau/blue	ⓧ	100 Stk./pcs.



Einweg PE-Schürzen für die Koloskopie

Disposable PE-apron for the colonoscopy

Artikelnummer item no.	Größe size	Farbe color	Dicke thickness	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-SCHUERZ75140	750 x 1500 mm	weiß/white	30 my	Ⓢ	500 Stk./pcs.



Einweg Untersuchungskittel, wasserabweisend, Vorderseite und Ärmel beschichtet, lange Ärmel mit Strickbündchen

Disposable fleece gown, water repellent, front and sleeve coated, long sleeve with knitted cuffs

Artikelnummer item no.	Länge length	Farbe color	Vliesstärke fleece thickness	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D1360VK	1360 mm	gelb/yellow	15 g/m ²	Ⓢ	100 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Gesichtsschild, idealer Spritzschutz, nicht reflektierend, beschlagfrei, weiches Schaumstoffkissen für Dauereinsatz

Disposable face shield, splashproof, non-reflective, mist-free, soft foam for continuous use

Artikelnummer item no.	Stirnpolster forehead pad	Fixierung fixation	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-265POB	Schaumstoff/ soft foam	Latexfreies Gewebeband/ latex free strap	Ⓢ	25 Stk./pcs.



Gesichtsschild mit Stirnpolster für Brillenträger und lange Einsätze entwickelt

Face shield with forehead pad for eyeglass wearers and long operations developed

Artikelnummer item no.	Stirnpolster forehead pad	Fixierung fixation	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-FGC001	Schaumstoff/ soft foam	Latexfreies Gewebeband/ latex free strap	o	10 Stk./pcs.



Einweg Atemschutzmaske 3-lagig mit elastischen Ohrschlaufen, perfekt an die Nase anpassbar

Disposable mask 3 layers with elastic ear loops, perfectly adaptable to the nose

Artikelnummer item no.	Bakterielle Filterleistung bacterial filter performance	Fixierung fixation	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-21X02	99%	Latexfreies Gummiband/ latex free strap	Ⓢ	50 Stk./pcs.
FE-21X095	FFP2 95%	Latexfreies Gummiband/ latex free strap	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg ERCP Ablagetuch mit 4 Fächern und Fixier-Klebestreifen

Disposable ERCP draps with 4 pockets and fix tape

Artikelnummer item no.	Format size	Latexfrei latex free	Farbe color	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-7590EA4	750 x 900 mm	ja/yes	blau/blue	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Gastroskopielätzchen mit Auffangtasche, saugfähig, wasserundurchlässig

Disposable gastroscopy bib with collection bag, absorbent, waterproof

Artikelnummer item no.	Breite und Länge width and length	Bänder ties	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-L3766	37 x 66 cm	2 Stk./pcs.	Ⓜ	500 Stk./pcs.



Gleitgel für Endoskope

Lubricant for endoscopes

Artikelnummer item no.	Inhalt pro Tube content per tube	1 VE pack.unit
FE-GEL	200 ml	12 Stk./pcs.



Hämoplastikringe für die Hämorrhoidenligatur / Gummibandligatur, latexfrei

Hemolastic rings for hemorrhoid ligation / rubber band ligation, latex-free

Artikelnummer item no.	Ø Ring Ø ring	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-HL100	5 mm außen/outside 2 mm innen/inside	schwarz/black	Ⓜ	100 Stk./pcs.



Einweg Helico-Check zur Diagnose von H. pylori. Einfache Handhabung - Biopsat einlegen und Ergebnis ablesen.

Disposable Helico-Check for the detection of H. pylori. Easy handling - insert tissue sample and evaluate the result.

Artikelnummer item no.	Ergebnis result	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DHECHP	nach 5 Min./after 5 mins.	Ⓜ	50 Stk./pcs.

Standard Zubehör / Standard Accessories



HF-Kabel für PSD Stecker, Olympus HF Anschluss

HF-cable for PSD plug, Olympus HF connection


Artikelnummer item no.	Länge length	Stecker plug	1 VE pack.unit
FE-HFKABEL	3 m	4 mm	1 Stk./pcs.



HF-Adapter für Schlingenhandgriff, 4 mm Klinke auf Olympus HF Anschluss

HF-adapter für snare handle, 4 mm connector to Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø Seite 1 Ø side 1	Ø Seite 2 Ø side 2	1 VE pack.unit
FE-ADAPT	4 mm	Olympus	1 Stk./pcs.



Einweg 3M Standard Neutralelektrode zum sicheren Ableiten von elektrochirurgischem Strom (HF-Strom), zweigeteilt

Disposable 3M standard neutral electrode for a safe divert of electrically surgical power (HF electricity), bisected

Artikelnummer item no.	Maße dimensions	Leitfähige Fläche conductive area	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DNE3M	133 x 121 mm	96,8 cm ²	Ⓢ	100 Stk./pcs.



Endoskophalterung Universal für alle flexiblen Endoskope, für Wand- und Schrankmontage, weiche Ausführung

Endoscope holder universal for all flexible endoscopes, for wall and cabinet mounting, soft version


Artikelnummer item no.	Breite und Länge width and length	Tiefe depth	Zubehör inklusive accessories included	1 VE pack.unit
FE-EWAHA	210 x 180 mm	700 mm	Verschlussstopfen, Schrauben, Schlauchhalter, Tropfschale / closure stoppers, screw, hose fixer, drip tray	1 Stk./pcs.



BioGenesis[®]
we care about life




F E N D O
MedizinTechnik



KOMPATIBEL



SENSOREN





Über Biogénesis

Biogénesis SRL ist ein Unternehmen aus Montevideo/Uruguay, das im Jahr 2002 gegründet wurde. Biogénesis ist spezialisiert auf die Entwicklung kundenspezifischer Produkte sowie die Herstellung kompatiblen Zubehörs für das Patientenmonitoring. Biogénesis ist auch OEM Produzent für namhafte Anbieter der Medizintechnik. Als Hersteller von Sensoren zur Messung der Sauerstoffsättigung, EKG Kabeln und Temperatursensoren hat sich Biogénesis durch Produkte mit hoher Qualität und langer Lebensdauer einen hervorragenden Ruf in über 70 Ländern in Amerika, Europa, Asien und Afrika erworben.




Marken die mit unseren Produkten kompatibel sind:

Adb Jatene, Aerotel, Air Shields/Hill Rom, AMI Systems, Anamed, Anke, Artema S&W, Atom, BCI, Beijing Julongsanyou, Biolight, Bionet, Biosys, Bosch, Bruker, BTL, Burdick, Cardell, Cardiette/Elettronica Trentina, Cardioline, Cardiorapid, Cardiotek, CAS Med, Choice, Cmos Drake, Comen, Contec, Colin, Corometrics, Creative, Criticare, Critikon (GE), Danatech, Datascope, Datex/Ohmeda (GE), David, Digicare, Digital Tech, Dixon, Dixtal (Philips), Dräger/Siemens, D.R.E., Ecafix, Edan, Emtel, Esaote, FJBF, Fischer & Paykel, Fukuda Denshi, General Meditech, GE Ultrasound, Goldway, Guoteng, Hellige (GE), Huanan Medical, Igel, Infinium Medical, Invivo/MDE, IVY Biomedical, JJET, Kenz, Konica Minolta, Kontron, Kopran, Larsen & Toubro, Lohmeier, Marquette (GE), Mediana, Medinova, Meditech, Medilab, Mek, Mennen, Mindray, M&B, Moriya, Mortara, Mostcare, Nellcor/Tyco, New Tech, Nihon Kohden, Nonin, Novamatrix, Ohio, Pace Tech/Generra, Palco (Medicaid), Philips/HP, Physio Control/Medtronic, Petas, Primedic, Progetti, Quinton, Sarans, Schiller, Spacelabs, Stockert, Takaoka, Triton, Unicare, Uray, Utas, Welch Allyn, YSI, Zoll, Zondan.



EEG Sensoren und Adapter

Adapter




BIO501
EEG Modul mit Einfachkanal

BIO52A
EEG Modul mit Doppelkanal

BIO51A-C
Entropie Index Modul

- ✓ Entwickelt für bequeme und einfache Applikation.
- ✓ Verbessert den Heilungsprozess nach Operationen.
- ✓ Erlaubt den kontrollierten Einsatz von Anästhesie in der erforderlichen Dosierung.

Sensoren





BIOEEG-4A
EEG Modul für Erwachsene (Bispektral Index)

BIOEEG-3AR
Position, rechtes CIS Modul (EEG State Index)

BIOEEG-3A
EIS Modul (Entropie Index)

BIOEEG-4P
Pädiatrie, EEG Modul

BIOEEG-3AL
Position, linkes CIS Modul (EEG State Index)

Neu

SPO2

Sensoren für Sauerstoffsättigung



Multiparameter Oxymeter

Zwischenkabel

Einmalsensor

Wiederverwendbarer Sensor

- ✓ Hergestellt aus medizinzugelassenen Materialien, Deco® Design nach Kundenwunsch auf Erwachsenen und Kinder Clip.
- ✓ Ummantelung mit Soft PTU ohne Memory-Effekt mit Geräuschschutz.
- ✓ Hochresistente Kevlar® Fasern.



Clip Erwachsene

SpO2 KunststoffclipSENSOR kompatibel mit sämtlichen Geräten Deco® nach Kundenwunsch Kabellänge: 0,9 oder 2,7m.



Clip Pädiatrie



Silikon Erwachsene

SpO2 Silikonsensor kompatibel mit sämtlichen Geräten Flexibel und wasserfest Kabellänge: 0,9 oder 2,7m.



Silikon Pädiatrie



Multisite Neonatal

SpO2 Sensor Multisite/Neonatal kompatibel mit sämtlichen Geräten Flexibel und wasserfest Kabellänge: 0,9 oder 2,7m.



Silikon Wrap



SpO2 Zwischen-/Verlängerungskabel kompatibel mit sämtlichen Geräten für Anwendung mit kurzen wiederverwendbaren oder mit Einmalsensoren von 0,9m Kabellänge: 2,0m.

MedaPLAST

Erwachsene Klebesensoren Pädiatrie Klebesensoren Jugendliche Klebesensoren Neugeborene Klebesensoren



MicroFOAM

Erwachsene Klebesensoren Pädiatrie Klebesensoren Jugendliche Klebesensoren Neugeborene Klebesensoren



EKG

EKG Kabel



- ✓ Snap, Clip oder Stecker mit 3, 5 oder 10 Ableitungen.
- ✓ Ummantelung mit Soft PTU ohne Memory-Effekt mit Geräuschschutz innen und außen.
- ✓ AHA oder IEC Kodifizierung fest verbunden oder abnehmbar.



Snap festverbunden

Snap abnehmbar

Clip festverbunden

Clip abnehmbar



3 adriges Kabel

5 adriges Kabel



Snap festverbunden

Snap abnehmbar

Clip festverbunden

Clip abnehmbar

Stecker festverbunden



10 adriges Kabel



TEMP

Temperatursensoren



- ✓ Exklusive Titaniumspitze mit Gravity® Technologie.
- ✓ Soft TPU Ummantelung ohne Memory Effekt mit Geräuschschutz.



Hautsensor 5,5mm


Oesophageal-/Rektalsensor 8fr.

Hautsensor 9,5mm

Oesophageal-/Rektalsensor 12fr.

IBP

IBP Adapter und Konverser



- ✓ Kompatibel mit IBP Geräten sämtlicher Marken.
- ✓ Soft TPU Ummantelung ohne Memory Effekt.



Marken von Wandlern





Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and conditions

1. Allgemeines

Unsere AGB gelten für alle allgemeinen Geschäftsbeziehungen gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Krankenhäusern aller Rechtsformen, niedergelassenen Ärzten sowie jedem unserer Kunden. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert. Ausnahmen müssen schriftlich von der Geschäftsleitung genehmigt werden.

2. Preise

Der Mindestbestellwert beträgt 150 Euro. Alle Preise gelten lt. Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zzgl. der ges. Mehrwertsteuer. Alle Preise können nach Vertragsabschlüssen von der Geschäftsleitung erhöht oder gesenkt werden, aufgrund von Rohstoffveränderungen oder aus anderen Gründen.

3. Zahlungsbedingungen

Aus der Auftragsbestätigung oder sonst getroffenen Vereinbarung ergibt sich der Kaufpreis ohne Abzug. Skonto ist nur nach schriftlicher Vereinbarung abzugsfähig. Der Kaufpreis ist 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug (netto Kasse) fällig. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen (in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz). Entstehen Verzugschäden, so stellen wir diese in Rechnung. Kunden, die als Händler im In- und Ausland tätig sind verpflichten sich, bei Bestellungen 100 % Vorkasse zu leisten. Andere Vereinbarungen müssen schriftlich durch unsere Geschäftsleitung genehmigt werden. Das Rückhaltungsrecht ist dem Kunden nur dann gestattet, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt sind und von uns anerkannt sind.

4. Angebote und Aufträge

Alle Angebote sind unverbindlich und bedürfen der Schriftform. Diese sind 4 Wochen gültig und berechtigen den Bestellenden sich darauf zu berufen. Wir sind berechtigt Änderungen am Produkt vorzunehmen und/oder Modifizierungen im Zeitraum der Gültigkeit umzusetzen. Alle Unterlagen aus Angeboten und Aufträgen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt besonders für vertrauliche Unterlagen jeglicher Art. Bestellungen, die als Angebote im Sinne von §145 BGB zu betrachten sind, können 4 Wochen rückwirkend angenommen werden.

5. Lieferungen

Alle Lieferungen werden ordnungsgemäß verpackt und zu den vereinbarten Bedingungen ausgeliefert. Teillieferungen sind, sofern zumutbar, zulässig. Unsere Lieferzeiten betragen im Inland bis zu 1 Woche und im Ausland ca. 1 - 3 Wochen. Sind diese aus verschiedenen Gründen nicht einzuhalten, ist eine Schadensersatzhaftung jedoch ausgeschlossen. Ablehnungsandrohungen des Kunden können nur dann gesetzt werden, wenn eine angemessene Nachfrist voranging. Sollte sich der Ablauf dennoch verzögern, berechtigt das den Kunden vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind jedoch ausgeschlossen. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, den uns ggf. entstandenen Schaden einzufordern. Bei Abhandenkommen der Lieferung oder Schädigung der Ware geht dies zu Lasten des Kunden. Entstehen Behinderungen in der Lieferzeit durch höhere Gewalt oder Unvorhergesehenes, benachrichtigen wir den Kunden umgehend. In diesem Fall kann keine der beiden Seiten vom Vertrag zurücktreten.

6. Gewährleistung

Gewährleistungsansprüche gelten nur, wenn die Beanstandung von uns anerkannt wird. Der Gewährleistungsanspruch bzw. der

Haftungsanspruch verjährt spätestens ein Jahr nach Datum der Rechnungsstellung. Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn diese uns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. Eventuell versteckte Mängel müssen unverzüglich nach Bekanntwerden und ebenfalls schriftlich angezeigt werden. Für Produkte oder auch Teile eines Produkts, die dem Verschleiß ausgesetzt sind, übernehmen wir keine Garantie. Unsere Gewährleistung entfällt ebenso, wenn vom Kunden oder Dritten - ohne unsere schriftliche Zustimmung - Eingriffe/Reparaturen an unseren Produkten erfolgt sind. Bei unvollständigen Lieferungen bzw. falsch gelieferter Ware oder im Falle der rechtmäßigen Beanstandung (defektes Produkt), werden wir eine kostenlose Nach-/Ersatzlieferung oder Reparatur vornehmen. Gleiches gilt bei fehlerhafter Benutzung/Anwendung und/oder unsachgemäßer Lagerung, Reinigung etc. Es gilt den Anweisungen der Gebrauchsanweisung zur Aufbereitung und Lagerung des Produkts Folge zu leisten, ebenso den allgemeinen Standards zur Pflege und Behandlung medizintechnischer Geräte und Instrumente. Andere Gewährleistungsansprüche, wie z. B. Schadensersatz, sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Mangelfolgeschäden können nicht haftbar gemacht werden. Kommt eine Haftung dennoch in Frage, so ist diese Haftung einzig auf den Wert des Produkts begrenzt.

7. Rücknahmen

Wir nehmen Produkte zurück, wenn sie unbenutzt, die Verpackung unbeschädigt, die Produkte wiederverwendbar und aus unserem Portfolio sind. 14 Tage nach Erhalt der Ware kann der Kunde dies in Anspruch nehmen. Sollen unversehrte Produkte zurückgenommen werden, entstehen Aufbereitungskosten von 30 %. Die anfallenden Frachtkosten trägt der Bestellende. Defekte Ware wird ohne Abzüge gutgeschrieben. EINWEGPRODUKTE WERDEN NICHT ZURÜCKGENOMMEN!

8. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt die Ware zurückzunehmen. Dies ist kein Rücktritt vom Vertrag, sondern eine Maßnahme bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellenden. Der Kunde ist berechtigt, die erworbenen Produkte weiter zu veräußern und ist verpflichtet, diese sorgfältig zu behandeln. Alle Forderungen vom Kunden an uns erlöschen, sobald er die Produkte weiterveräußert. Werden Produkte unseres Portfolio mit anderen untrennbar vermischt, sind wir Miteigentümer des neuen Produkts im Verhältnis des Wertes, der Kaufsache zu den übrigen, vermischten Produkten zum Zeitpunkt der Vermischung.

9. Datenschutzerklärung

Für die Auftragsabwicklung sowie zur Erstellung eines individuellen Angebots werden folgende personenbezogene Daten erhoben und gespeichert: Name (Arzt, Firma, Krankenhaus), Adresse, Telefon-/Faxnummer und ggf. E-Mail-Adresse. Diese Daten werden ausschließlich auf dem Server von FENDO gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses, ausgelöst durch eine Bestellung, notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Kunden. Sofern kein Vertrag (Bestellung) zustande gekommen ist, werden



die Daten nach 24 Monaten gelöscht.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne.

10. Sonstiges

Es gilt das Recht der BRD. Auskünfte und Beratungen, sowie Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Kunden nicht von der Prüfungspflicht und sind nicht bindend. Gerichtsstand ist unser Firmensitz. Alle Änderungen der Rechtslage dieser AGB's kann der Verwender vornehmen. Bei erfolgten Änderungen sind diese dem Bestellenden mitzuteilen. Äußert sich der Bestellende dazu nicht, gilt dies als Einverständniserklärung. Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich an unsere Geschäftsleitung.

1. General

Our terms and conditions apply to all business relations with companies, legal persons under public law, hospitals of all legal forms, registered doctors and all ordering persons. General terms and conditions of the customer differing from these conditions will not be accepted. Exceptions to this must be authorised in writing by the management.

2. Prices

Our prices apply as indicated on the order confirmation or invoice plus VAT. All prices may be increased or reduced by management after concluding the contract due to changes in raw materials or other reasons.

3. Terms of Payment

The sale price is determined from the order confirmation or other agreements concluded, without deductions. Discounts are only allowed by a written agreement. We allow the ordering persons 14 days net cash. If the ordering person defaults in payments, we reserve the right to charge default interest (amounting to 5 % over the base rate). If damages occur resulting from this delay, we will bring them to account. Customers inland and abroad are obligated to pay the full amount for orders in advance. Other arrangements must be authorised in writing by our management. The persons ordering are only entitled to right of retention if counterclaims are legally determined and are accepted by us.

4. Offers and Orders

All offers are non-binding and must be made in writing. The offers are valid for 4 weeks and the customer is entitled to refer to it. We are authorised to make changes to the product and/or implement modifications within the valid period. All data from offers and orders are not to be made available to third parties. This applies particularly to confidential data of any kind. Orders which are considered an offer according to § 145 of the German Civil Code may be accepted retroactively for 4 weeks.

5. Terms of Delivery

All deliveries will be packaged and delivered as stated in the order confirmation. Partial deliveries are not accepted if unreasonable. Stated delivery times are in the order. If these cannot be met for various reasons, liability for damages in the case of simple negligence is excluded. A warning of rejection by the customer can only apply if an acceptable period of time has passed. However, if the process is deferred, the customer has the right to withdraw from the contract. Claims for damages are excluded. If the customer is in default of acceptance, we have the right to demand payment of the resulting damages. If the order is lost or incidental damage occurs to the goods, this is the responsibility of the customer. If the delivery is delayed due to force majeure or as a result of unforeseen circumstances, we will notify the customer immediately. In this case, neither party can withdraw from the contract.

6. Warranty

Any warranty claims shall apply only if the complaint is recognised by us. The warranty claim and/or liability claim will be time-barred at the latest one year after the date of invoicing. Any complaints have to be taken into account only if they are notified to us in writing within a period of 14 days after receipt of the goods. Any hidden defects, where applicable, shall be notified to us in writing immediately after they become known. We do not assume any guarantee for any products or even parts of any product which are subject to wear and tear. Our warranty shall not apply either if any interventions/repairs have been carried out to our products by the customer or by any third parties without our written approval. In case of any incomplete deliveries and/or incorrectly delivered goods or in the event of any legitimate complaint (defective product), we shall perform subsequent/replacement delivery or repair free of charge. The same shall also apply in case of any incorrect use/application and/or improper storage, cleaning, etc. The directions laid down in the instructions for use regarding the processing and storage of the product as well as the general standards on the care and treatment of medical devices and instruments shall be complied with. To the maximum extent permitted by law, any other warranty claims, including, but not limited to, compensation for damages, shall be excluded. Any liability for any consequential harm caused by defects may not be asserted. In the event, however, that any liability might still come into question, such liability shall be exclusively limited to the value of the product.

7. Return of items

We only take items back which are unused, the package is undamaged, the items are re-usable and are from our portfolio. Within 14 days after receipt of delivery, the customer is entitled to return the items. If undamaged items are taken back, preparation costs in the amount of 30 % will be charged. The shipping costs have to be paid by the customer. Damaged items will be credited without any deduction. **DISPOSABLE ITEMS MAY NOT BE RETURNED!**

8. Reservation of title

All goods remain our property until the due amount has been paid in full. Upon late payments, we have the right to take back the goods. This is not a withdrawal from the contract but rather an action based on conduct which constitutes a breach of the contract by the customer. The customer has the right to sell the acquired products and is obligated to handle them carefully. All

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and conditions

claims to us from the customer expire as soon as the product is resold. If products from our portfolio are inseparably combined with others, we obtain co-ownership of the new item in relation to the value of our item to the other combined products at the time of mixing.

9. Data protection declaration

The following personal data are collected and stored for order processing as well as for creating an individual offer:

Name (doctor, company, hospital), address, telephone/fax number and possibly e-mail address.

These data are stored exclusively on the server of FENDO and can only be viewed by authorized persons. We hereby declare that the electronic data processing we carry out is based on applicable laws and is necessary for the conclusion of the contract, triggered by an order. In addition, it requires the consent of the customer for each additional data collection.

If no contract (order) is concluded, the data will be deleted after 24 months.

For further information don't hesitate to contact us.

10. Others

German Law applies. Information and consultations as well as suitability and application of the items do not exempt the customer from the obligation to examine the items and are non-binding. Place of jurisdiction is the company headquarters. The user can make changes to the legal position of these terms and conditions. FENDO MedizinTechnik is obligated to inform the customer of any changes made. If the customer does not express disagreement, this is considered as declaration of acceptance. If there are any questions or obscurities, please contact our management.





FENDO MedizinTechnik e. K.

Amelie-Ubbelohde-Str. 12
31535 Neustadt am Rübenberge
Germany

Tel.: +49 (0) 50 32 - 9 58 22 05

Fax: +49 (0) 50 32 - 9 58 22 03

E-Mail: info@fendo-medizintechnik.de

Web: www.fendo-medizintechnik.de

Geschäftsführer / CEO: Holger Fehling
Registergericht / Register court: Amtsgericht Hannover
Registernummer / Register number: HRA201613
USt.-ID Nummer / VAT number: DE199487591

Zertifiziert nach / Certified according to:
DIN EN ISO 13485

Gültig ab / Valid from: Oktober 2023