



F E N D O

MedizinTechnik

## Silikonkorbchen / Silicone basket



**Silikonkorbchen für den Transport und zur Lagerung von Endoskop-Kleinteilen (Ventile),  
resterilisierbares Mehrwegprodukt /**

Silicone basket for the transport and storage of small Endoscop-parts (Valves), resterilizable  
reusable product

- Schützt ihre Ventile während der gesamten Aufbereitungszeit in RDG-E's
- Separiert ihre Ventile zu dem jeweiligen Endoskop
- Langlebiges resterilisierbares Mehrwegprodukt
- Schnelles Öffnen und Schließen des Korbchens
- Zusätzlicher Arretier-Druckpunktverschluss
- Aufbereitung entspricht den gesetzlichen Norm-Vorschriften



- 1 VE = 5 Stk.
- Artikelnummer: FE-DKORB