

Einwegprodukte / Single use



Einweg ExBoy, reißfester Extraktionsbeutel zur Bergung von Fremdkörpern und Polypen

Disposable ExBoy, tear proof extraction bag for removal of foreign bodies and polyps

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Beutel Ø bag	Beuteltiefe bag depth	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1816EX	1,8 x 1600 mm	15 mm	10 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D3523EX	2,4 x 2300 mm	35 mm	20 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Hämostase-Clipapplikator mit Handgriff, 360° drehbar, vorgeladen, Branchenwinkel 135°

Disposable hemostasis-clipapplicator with handle, 360° rotatable, preloaded, gripping angle 135°

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D135230HC repositionierbar	2,5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	12 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D135230HCR repositionierbar	2,5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	13 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D135230HCR16 repositionierbar	2,5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.