



Einweg Injektionsnadel mit integrierter distaler Metallhülse und Arretierung

Disposable injection needle with integrated distal metal sleeve and locking mechanism

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Nadel Ø needle	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423PN2304	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	4 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2305	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2306	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	6 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN1806	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	1,0 mm	6 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Sprühkatheter mit Metallspitze

Disposable spray catheter with metal tip

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1812PB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1823PB	1,8 x 2300 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.