

Einwegprodukte / Single use



Multi-Band-Ligator mit 6 Ringen und vorinstalliertem Führungskatheter zur einfachen Montage

Multi-band-ligator with 6 rings and preinstalled guiding catheter for easy installation


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Ring innen Ø ring inside	Ø Endoskop Ø endoscope	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-DMBLO6	2,2 x 1500 mm	1,95 mm	9,5 - 11,5 mm	Ⓢ	2 Stk./pcs.

Universeller Luer-Lock-Anschluss zur Spülung / universal Luer-Lock connection for rinsing

Silikonring für bessere Ansaugung / silicone ring for better suction

Kompatibel mit allen gängigen Endoskopen / compatible with all established endoscopes

Farblich gekennzeichnete Ring vor dem letzten Schuss / color-coded ring before the last shot



Einweg Beckenkammstanzen, Set mit Trokar, Einführhilfe, Biopsatschieber

Disposable pelvis punch, set with trocar, insertion aid, biopsypusher

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Gauge gauge	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D4100BK	4 x 100 mm	8	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D4150BK	4 x 150 mm	8	Ⓢ	10 Stk./pcs.