



Einweg Zytologiebürste, einlumig
Disposable cytology brush, one lumen

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1812WB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423WB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	3,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Jet-Kanal-Reinigungsbürste für Endoskope
Disposable jet channel cleaning brush for endoscopes

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-D0922PN	1,0 x 2000 mm	1,2 mm	1,5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.