



**Einweg Führungsdrahtkörbchen-Kombi zur Steinextraktion, hexagonal, 4-fach, Lithotripsie geeignet, atraumatische einziehbare Spitze, doppellumig, inkl. Spanngriff**

Disposable guide wire retrieval basket for stone extraction, hexagonal, suitable for lithotripsy, with retractable atraumatic tip, double lumen, incl. clamp handle

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Für Führungsdraht for guidewire	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2720LT25	2,65 x 2000 mm	ab 3,2 mm	0,035"	15/25	Ⓢ	1 Stk./pcs.



**Einweg Steinextraktionsballon für ERCP, Röntgenmarkierung und „Y- Adapter“ für leichte und schnelle Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht**

Disposable stone extraction balloon for ERCP, X-ray marking and „Y-adapter“ for a quick and easy injection of contrast medium during the guide wire is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Lumen lumen	Führungsdraht guide wire	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D071620EXB3	7 Fr x 2000 mm	2,8 mm	16 mm	3	0,035"	Ⓢ	5 Stk./pcs.