





ESD / ESD



Einweg ESD „Kugel Messer“ zum Markieren, Blutungsstop, Schneiden inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss

Disposable ESD „Ball Type Knife“ for marking, stop bleeding, cutting incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423EB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	⌘	1 Stk./pcs.



Einweg ESD „Zylinder Messer“ zum Markieren, Blutungsstop, Schneiden inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss

Disposable ESD „Cylindrical Type Knife“ for marking, stop bleeding, cutting incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423EN	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	⌘	1 Stk./pcs.

