


Einweg ESD „IT Messer“, isolierte Keramik-Spitze zum Schneiden inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „IT Knife“, isolated ceramic tip for cutting incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423EB-2	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD „Sezierungszange“, langsam rotierbar, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „Dissection Forceps“, slowly rotatable, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423EFR	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.