


Einweg Fremdkörperzange „Rattenzahn“
 Disposable grasping forceps „Rat Tooth“ type

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1812GI	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Fremdkörperzange „Pelikan“, 12 mm Branchenweite, z. B. für die Stententfernung
 Disposable grasping forceps „Pelican“ type, 12 mm span, for example for stent removal

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Branchenweite span of jaw	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1812GK	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	12 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.