

Bronchoskopie / Bronchoscopy



Einweg ExBoy, reißfester Extraktionsbeutel zur Bergung von Fremdkörpern und Polypen

Disposable ExBoy, tear proof extraction bag for removal of foreign bodies and polyps

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Beutel Ø bag	Beuteltiefe bag depth	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1816EX	1,8 x 1600 mm	15 mm	10 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach – nicht Lithotripsie geeignet

Disposable retrieval basket „Ball Basket“ – unsuitable for lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Typ Ø type	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1012GLO10	1,0 x 1200 mm	10 mm, Nitinol	1,5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.