

Pädiatrische Endoskopie (Kinderendoskopie) / Pediatric endoscopy (endoscopy for childs)



Einweg Biopsie Zange, oval, beschichtet

Disposable biopsy forceps, oval, coated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1818BTC	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	⊗	10 Stk./pcs.



Einweg ExBoy, reißfester Extraktionsbeutel zur Bergung von Fremdkörpern und Polypen

Disposable ExBoy, tear proof extraction bag for removal of foreign bodies and polyps

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Beutel Ø bag	Beuteltiefe bag depth	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1816EX	1,8 x 1600 mm	15 mm	10 mm	⊗	10 Stk./pcs.