


Biopsie Zange „Alligator“, kippbar 90° für tangentielle Proben, autoklavierbar 134° C

Biopsy forceps „Alligator“ type, tiltable 90° for tangential samples, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423BV	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.



Fremdkörperzange „Rattenzahn“, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Rat Tooth“ type, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423GI	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.