


Wiederverwendbare Produkte / Reusable products



Polypektomieschlinge „Haifisch“ mit gezahntem Kopf, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, fest montierter Handgriff, mit Spülanschluss, autoklavierbar 134° C
 Polypectomy snare „Shark“ with toothed head, oval, multifilament wire, Olympus HF connection, firmly mounted handle, rinse connection, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Größe Schlinge Ø size snare	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2323DTZ25	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	25 mm	o	1 Stk./pcs.



Steinfänger „Basket“, 4-fach, multifiler Draht – nicht Lithotripsie geeignet, autoklavierbar 134° C
 Retrieval basket „Fold Angular Basket“, multifilament wire – unsuitable for lithotripsy, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Korbgröße Ø basket	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2419GLO20	2,4 x 1900 mm	2,8 mm	20 mm	o	1 Stk./pcs.
FE-2423GLO35	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	35 mm	o	1 Stk./pcs.