



Pneumatisches Bougie-Set mit Manometer zur Behandlung von Stenosen in Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm, nach Witzel, wiederverwendbar

Pneumatic bougie-set with manometer for the therapy from stenosis in oesophagus, gastric and duodenum, by Witzel, re-usable

Artikelnummer item no.	Bougielänge bougielength	Ø Endoskop Ø endoscope	Manometer manometer	Ø Bougie Ø bougie	1 VE pack. unit
FE-2020BOU	20 mm	bis 11 mm	bis 300 mm Hg	20 mm	1 Stk./pcs.



Pneumatisches Dilatator-Set mit Manometer zur Behandlung der Achalasie, nach Witzel, wiederverwendbar

Pneumatic dilator-set with manometer for the therapy of the achalasia, by Witzel, re-usable

Artikelnummer item no.	Dilatatorlänge dilatorlength	Ø Endoskop Ø endoscope	Manometer manometer	Ø Dilatator Ø dilator	1 VE pack. unit
FE-1540DIL	150 mm	7 - 11 mm	bis 300 mm Hg	40 mm	1 Stk./pcs.