


## Pädiatrische Endoskopie (Kinderendoskopie) / Pediatric endoscopy (endoscopy for childs)



### Einweg Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach – nicht Lithotripsie geeignet

Disposable retrieval basket „Ball Basket“ – unsuitable for lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Typ Ø type	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1023GLO10	1,0 x 2300 mm	10 mm, Nitinol	1,5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



### Einweg Polypektomieschlinge, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, stufenlos verstellbar

Disposable polypectomy snare, oval, multifilament wire, Olympus HF connection, infinitely variable

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1818DT10	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	10 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1818DT20	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	20 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.