



## Endoskop Distal Protektor / Endoscope distal protector



**Einweg Distal Protektor für Endoskope, z. B. für die Aufbereitungsphase in RDG's. Schützt die Optik vor dem Zerkratzen.**

Disposable distal protector for endoscopes, e.g. for the reprocessing phase in washer-disinfectors. Protects the optics from scratches.

Artikelnummer item no.	Kompatibel für compatible for	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DP702834	alle flexiblen Endoskope/ all flexible endoscopes	Ⓜ	50 Stk./pcs.