


ERCP / ERCP



Einweg Führungsdrahtkörbchen-Kombi zur Steinextraktion, hexagonal, 4-fach, Lithotripsie geeignet, atraumatische einziehbare Spitze, doppelumig, inkl. Spanngriff. Führungsdraht im Set nicht enthalten.

Disposable guide wire retrieval basket for stone extraction, hexagonal, suitable for lithotripsy, with retractable atraumatic tip, double lumen, incl. clamp handle. Guide wire not included.

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Führungsdraht Ø guidewire	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2720LT25	2,65 x 2000 mm	ab 3,2 mm	0,035"	15/25	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg Steinextraktionsballon für ERCP, Röntgenmarkierung und „Y- Adapter“ für leichte und schnelle Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht

Disposable stone extraction balloon for ERCP, X-ray marking and „Y-adapter“ for a quick and easy injection of contrast medium during the guide wire is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Lumen lumen	Ø Führungsdraht Ø guidewire	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D071620EXB3	7 Fr x 2000 mm	2,8 mm	16 mm	3	0,035"	Ⓢ	5 Stk./pcs.