

## ERCP / ERCP



### Einweg 2-lumiges Führungsdraht-Nadelpapillotom mit Handgriff, Olympus HF Anschluss, einstellbare Nadellänge

Disposable 2-lumen Guide wire Needle sphincterotome with handle, Olympus HF connection, adjustable needle length

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2421DZ2	2,4 x 2100 mm	2,8 mm	3 - 5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



### Einweg 3-lumiges Führungsdraht-Papillotom mit Handgriff, Olympus HF Anschluss, vorgeformte und verjüngte Spitze auf Ø 1,9 mm

Disposable 3-lumen Guide wire sphincterotome with handle, Olympus HF connection, preformed and tapered tip to Ø 1,9 mm

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø distal Ø distal	Spitze tip	Schnittlänge cutting length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2421DJ3	2,4 x 2100 mm	1,9 mm	7 mm	30 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.