

Polypektomie / Polypectomy



Einweg Sprühkatheter mit Metallspitze
Disposable spray catheter with metal tip

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812PB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1823PB	1,8 x 2300 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Endoskopie Markierungstinte zur Einfärbung der Mukosa. Gebrauchsfertig!
Disposable endoscopic marker for marking the mucosa. Ready to use!

Artikelnummer item no.	Spritzen Inhalt syringe content	Pyrogen pyrogenic	steril sterile	VE pack.unit
FE-D2INK	5 ml	nein/no	Ⓢ	1 VE/pack.unit = 1Stk./pcs. oder/or 1 Box/box = 10 Stk./pcs.