

## Endoskopie allgemein / Endoscopy universal



### Einweg 3-Stufendilatationsballon für Gastro-, Koloskopie und ERCP, mit Röntgenmarkierungen und Möglichkeit zur Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht 0,035"

Disposable 3-steps-dilatationsballoon for gastro-, colonoscopy and ERCP, with X-ray marking and possibility of injection of contrast medium during the guide wire 0,035" is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Ballon Länge balloon length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D101112	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	10-11-12 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D121315	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	12-13,5-15 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D151618	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	15-16,5-18 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D181920	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	18-19-20 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.



### Einweg Inflatorsystem, stufenloser Gewindevorschub und Arretierung

Disposable inflator system, infinitely variable thread feed rate and locking mechanism

Artikelnummer item no.	Manometer manometer	Volumen volume	Stopcock stopcock	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-INFLA25	bis 30 bar/up to 30 bar	20 ml	3 Wege/3-way	⊗	1 Stk./pcs.