



Einweg Abstandskappe „Fendo Cap“ in gerader Ausführung für Endoskope.

Das Seitenloch begünstigt das Abfließen von Flüssigkeiten. Perfekte Sicht beim Endoskopieren durch Transparenz und optimierten Abstand. Die atraumatische und weiche Abstandskappe schützt Endoskop und Patient. Ein idealer Anwendungsbereich der „Fendo Cap“ ist die ESD!

Disposable spacer cap "Fendo Cap" in straight design for endoscopes.

The side hole favors the drainage of liquids. Perfect visibility during endoscopy due to transparency and optimized distance. The atraumatic and soft spacer cap protects endoscope and patient. An ideal area of application for the "Fendo Cap" is ESD!

Artikelnummer item no.	Distaler Endoskop Ø distal endoscope Ø	Mukosa Abstand mucosa distance	Zuordnung Endoskoptypen Assignment endoscope types	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-DCAP09240	8,9 - 9,5 mm	4 mm	EG-2790K, EG-2770, GIF-Q260, GIF-H190	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP09940	9,9 - 10,5 mm	4 mm	EC-2990Li, EC,2990Fi, EC-2990Mi, EG-2990K	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP11540	11,3 - 11,7 mm	4 mm	PCF-H180Al/L, PCF-H190Di/L, EG-3470K, EC-3470MK/FK/LK, EG-3490K, EC-3490FK/FI/LK, EG-450D5	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP12240	12,1 - 12,5 mm	4 mm	CF-Q260A, CF-Q260D	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP12840	12,6 - 12,9 mm	4 mm	EC-3890LZi/FZi/MZi, EC-380Kp, EC250WM5, EC-590WM/ZW, EC-530WM/WI, EC-450WM5/WI5	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP13240	13,0 - 13,5 mm	4 mm	CF-Q180Al/I, CF-H190L/I, CF-HQ190L/I, EC-3890TFK/TLK, EC-3890Mi/Fi/Li, EG-3890TK	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-DCAP14840	14,6 - 15,0 mm	4 mm	CF-H260AZL/I	Ⓢ	10 Stk./pcs.