



F E N D O

MedizinTechnik



Urologie



Einweg Biopsie Zange, oval, unbeschichtet

Disposable biopsy forceps, oval, uncoated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1010BT	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	3	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1012BT	1,0 x 1200 mm	1,2 mm	3	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1812BT	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Biopsie Zange, oval, beschichtet

Disposable biopsy forceps, oval, coated


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1007BTC	1,0 x 700 mm	1,2 mm	3	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1012BTC	1,0 x 1200 mm	1,2 mm	3	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1812BTC	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Hot-Biopsie Zange, oval, HF Anschluss, beschichtet

Disposable Hot biopsy forceps, oval, HF connection, coated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812DG	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Fremdkörperzange „Rattenzahn“

Disposable grasping forceps „Rat Tooth“ type


Artikelnummer item no.	Typ type	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1012GI	beschichtet/coated	1,0 x 1200 mm	1,2 mm	3	Ⓢ	1 Stk./pcs.
FE-D1812GI	unbeschichtet/uncoated	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Fremdkörperzange „Alligator“, unbeschichtet

Disposable grasping forceps „Alligator“ type, uncoated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812GH	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Fremdkörperzange „Pelikan“, unbeschichtet, 12 mm Branchenweite

Disposable grasping forceps „Pelican“ type, uncoated, 12 mm span

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1812GK	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg ExBoy, reißfester 10 mm Extraktionsbeutel zur Bergung

Disposable ExBoy, tear proof 10 mm extraction bag for removal

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1816EX	1,8 x 1600 mm	2,0 mm	5,4	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Zytologiebürste, einlumig, mit Kugelkopf

Disposable cytology brush, one lumen, with ball tip


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1010WB	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	3	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Biopsieventil mit Spülschlauch und Rückschlagventil

Disposable biopsy valve with flush tube and check valve


Artikelnummer item no.	Deckel lid	Farbe color	Kompatibel für compatible for	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-BVCOOS	perforiert/ perforated	schwarz/ black	Einweg Endoskope/ disposable endoscopes	Ⓢ	50 Stk./pcs.



Einweg Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach, Nitinol, gedreht

Disposable retrieval basket „Ball Basket“, 4 wire type, Nitinol, spiraled


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1012GLR210	1,0 x 1200 mm	1,2 mm	3	10 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D1010GLR215	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	3	15 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D1012GLR215	1,0 x 1200 mm	1,2 mm	3	15 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Steinfänger, 4-fach, Nitinol, gerade

Disposable retrieval basket, 4 wire type, Nitinol, straight

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D0712RB410B10	0,7 x 1200 mm	1,2 mm	2,2	10 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D0712RB410B12	0,7 x 1200 mm	1,2 mm	2,2	12 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D1009RB410P12	1,0 x 900 mm	1,2 mm	3	12 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Steinfänger „Twister“, 3-fach, Nitinol

Disposable retrieval basket „Twister“, 3 wire type, Nitinol

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø French Ø french	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D0612RB310B12	0,6 x 1200 mm	1,2	1,9	12 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Ureterschleuse doppellumig, gerade

Disposable Ureteral Access Sheath, double Lumen, straight

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1245A2	450 mm	12	Ⓢ	20 Stk./pcs.
FE-D1445A2	450 mm	14	Ⓢ	20 Stk./pcs.



Einweg Ureterschleuse 3-lumig, gerade

Disposable Ureteral Access Sheath, triple Lumen, straight


Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1245A3	450 mm	12	Ⓢ	20 Stk./pcs.
FE-D1445A3	450 mm	14	Ⓢ	20 Stk./pcs.



Einweg Ureterschleuse 3-lumig, biegsam

Disposable Ureteral Access Sheath, triple Lumen, bendable

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø French Ø french	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1245A3S	450 mm	12	Ⓢ	20 Stk./pcs.
FE-D1445A3S	450 mm	14	Ⓢ	20 Stk./pcs.



Einweg Führungsdraht, weiche Spitze, gerade

Disposable guide wire, soft tip, straight

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D3515UGP1	0,035" x 1500 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Führungsdraht, weiche Spitze, gebogen

Disposable guide wire, soft tip, bent

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D3515UGJ2	0,035" x 1500 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg Führungsdraht, biegsam, beschichtet

Disposable guide wire, bendable, coated

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2515UGT2	0,025" x 1500 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.
FE-D3515UGT2	0,035" x 1500 mm	Ⓢ	5 Stk./pcs.



FENDO MedizinTechnik e. K.

Amelie-Ubbelohde-Str. 12
31535 Neustadt am Rübenberge
Germany

Tel.: +49 5032 9582205

Fax: +49 5032 9582203

WhatsApp: +49 151 6247616

E-Mail: info@fendo-medizintechnik.de

Web: www.fendo-medizintechnik.de

Geschäftsführer / CEO: Holger Fehling

Registergericht / Register court: Amtsgericht Hannover

Registernummer / Register number: HRA201613

USt.-ID Nummer / VAT number: DE199487591

Gültig ab / Valid from: Juni/June 2026